



VOE
—

PRENDAS DE PRESOTERAPIA



VOE, S.A. es una empresa especializada desde el año 1985 en la fabricación de prendas de presoterapia para los postoperatorios de cirugía plástica y estética. Desde entonces, cirujanos de todo el mundo confían en nuestros productos y habitualmente los están prescribiendo para sus pacientes.

Para conseguir una presión controlada sobre las zonas intervenidas, las prendas VOE, están fabricadas con tejidos elásticos multidireccionales de primera calidad y durabilidad. Son transpirables e hipoalergénicas.

La utilización de las prendas VOE mejora el resultado cicatricial de las heridas postoperatorias. Ayuda al remodelamiento en las zonas intervenidas y acelera el proceso de desedematización. Su diseño y confección hace las prendas muy confortables y que tengan un alto nivel de calidad en sus acabados.

En el catálogo hemos agrupado las prendas por familias en base a su aplicación para cada tipo de cirugía.

Prendas postliposucción

| | |
|---|----|
| Fajas estándar | 4 |
| Fajas estándar con cremalleras | 8 |
| Fajas con refuerzo para liposucción superficial | 10 |
| Body's | 14 |
| Body's completos con chaleco incorporado | 15 |
| Fajas estándar con prolongación de espalda | 16 |
| Fajas para transferencia de grasa a glúteos | 20 |
| Fajas VOE SLIM de segunda fase | 22 |

Prendas postcirugía de brazos y espalda **26**

Prendas postcirugía abdominal **28**

Prendas postcirugía de mama

| | |
|-----------------------------------|----|
| Sujetadores | 34 |
| Bandas torácicas | 40 |
| Sujetadores con banda incorporada | 41 |

Prendas postcirugía facial **42**

Gama hombre **46**

Tabla de medidas **52**


Prendas postliposucción

Fajas estándar

Indicadas en postoperatorios de liposucción abdominal, trocánteres, muslos y rodilla, así como en el lifting de muslos. La apertura de la prenda para facilitar su colocación en el postoperatorio inmediato, es mediante una triple hilera de corchetes en su parte anterior. Así, permite reducir el tamaño de la prenda una vez ha bajado la inflamación de la zona intervenida. Asimismo, todos los modelos tienen abierta la región urogenital, a excepción de los modelos 3007, 3007-2, 3007W y 3007W-2, cerrados mediante corchetes.

Disponibles en color alabaster y negro.


Soporte abdominal con tirantes



● Ref. 3007 ● Ref. 3007-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)


Faja con prolongación abdominal por encima de rodilla



● Ref. 3004 ● Ref. 3004-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)


Faja con prolongación abdominal por debajo de rodilla



● Ref. 3009 ● Ref. 3009-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

Faja con prolongación abdominal hasta tobillo



● Ref. 3012 ● Ref. 3012-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

Prendas postliposucción

Fajas estándar


Soporte abdominal hasta cintura



● Ref. 3007W ● Ref. 3007W-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)


Faja por encima de rodilla



● Ref. 3002 ● Ref. 3002-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)


Faja por debajo de rodilla



● Ref. 3006 ● Ref. 3006-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

Faja hasta tobillo



● Ref. 3011 ● Ref. 3011-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

Panty completo

Incluye calcetín deslizante para una óptima colocación.



● Ref. 3008 ● Ref. 3008-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

Prendas postliposucción

Fajas estándar con cremalleras

Opcionalmente se pueden suministrar las fajas tipo estándar de liposucción con aperturas en los laterales de la prenda. El cierre se realiza mediante dos cremalleras. Asimismo, todos los modelos tienen abierta la región urogenital, a excepción de los modelos 3007Z y 3007Z-2, cerrados mediante corchetes.

Tirantes extraíbles.

Disponibles en color alabaster y negro.


Faja con cremalleras por encima de rodilla



● Ref. 3002Z ● Ref. 3002Z-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

Soporte abdominal con cremalleras y tirantes



● Ref. 3007Z ● Ref. 3007Z-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

Faja con cremalleras por debajo de rodilla



● Ref. 3006Z ● Ref. 3006Z-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)


Faja con cremalleras hasta tobillo



● Ref. 3011Z ● Ref. 3011Z-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)


Faja con cremalleras y prolongación abdominal por encima de rodilla



● Ref. 3004Z ● Ref. 3004Z-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

Faja con cremalleras y prolongación abdominal por debajo de rodilla



● Ref. 3009Z ● Ref. 3009Z-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

Prendas postliposucción

Fajas con refuerzo para liposucción superficial


Diseñadas para comprimir y modelar selectivamente las áreas laterales de los muslos, contorno de glúteos, pliegue subcutáneo y abdomen.

La distribución de los refuerzos internos (doble tejido)*, favorece la retracción cutánea en sentido vertical, y actúa sometiendo las áreas afectadas a la acción de un micro masaje que acelera el proceso de desedematización. Cierre anterior con triple hilera de corchetes.

Todos los modelos tienen abierta la región urogenital, a excepción de los modelos 3014 y 3014-2, cerrados mediante corchetes.

Disponibles en color alabaster y negro.

Faja con refuerzos por encima de rodilla



● Ref. 3001 ● Ref. 3001-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)



Faja con refuerzos por debajo de rodilla



● Ref. 3005 ● Ref. 3005-2


Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

* Vista interior de los refuerzos (Doble tejido)



Todos los modelos


Soporte abdominal con refuerzo delantero y tirantes



● Ref. 3014 ● Ref. 3014-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)


Faja con refuerzos y prolongación abdominal por encima de rodilla



● Ref. 3003 ● Ref. 3003-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

Faja con refuerzos y prolongación abdominal por debajo de rodilla



● Ref. 3010 ● Ref. 3010-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)



Prendas postliposucción


Bodys

Prendas para el postoperatorio de liposucción con sujetador incorporado.

La apertura de todos los modelos es mediante una triple hilera de corchetes en la parte anterior de la prenda. Asimismo, todos los modelos tienen abierta la región urogenital, a excepción del modelo 5004, cerrado mediante corchetes.

Disponibles en color negro.

Body clásico



● Ref. 5004

Tallas: 75 (XXXS) a 115 (XXXL)

Bodys completos con chaleco incorporado

Prendas ideales para los postoperatorios combinados de cirugía de mama con liposucción.

Asimismo, todos los modelos tienen abierta la región urogenital, a excepción de los modelos 5010 y 5010-2, cerrados mediante corchetes. Apertura con triple hilera de corchetes.

Disponibles en color alabaster y negro.


Body completo clásico



● Ref. 5010 ● Ref. 5010-2

Tallas: 75 (XXXS) a 115 (XXXL)

Body por encima de rodilla



● Ref. 5002

Tallas: 75 (XXXS) a 115 (XXXL)


Body por debajo de rodilla



● Ref. 5003

Tallas: 75 (XXXS) a 115 (XXXL)

Body completo por encima de rodilla



● Ref. 5011 ● Ref. 5011-2

Tallas: 75 (XXXS) a 115 (XXXL)

Body completo por debajo de rodilla



● Ref. 5012 ● Ref. 5012-2

Tallas: 75 (XXXS) a 115 (XXXL)

Prendas postliposucción

Fajas estándar con prolongación de espalda

Indicadas en postoperatorios de liposucción abdominal, trocánterea, muslos, rodillas y tobillos, combinada con liposucción de espalda.

Apertura abdominal con triple hilera de corchetes y tirantes ajustables con velcro.

Todos los modelos tienen abierta la región urogenital, a excepción de los modelos 3007E y 3007E-2, cerrados mediante corchetes.


Disponibles en color alabaster y negro.

Espalda



Todos los modelos


Soporte abdominal con prolongación de espalda



● Ref. 3007E ● Ref. 3007E-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)


Faja con prolongación abdominal y espalda por encima de rodilla



● Ref. 3004E ● Ref. 3004E-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

Faja con prolongación abdominal y espalda por debajo de rodilla



● Ref. 3009E ● Ref. 3009E-2


Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

Faja con prolongación abdominal y espalda hasta tobillo



● Ref. 3012E ● Ref. 3012E-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)



Prendas postliposucción

Fajas para transferencia de grasa a glúteos

Indicadas en postoperatorios de liposucción combinada con la transferencia de grasa a los glúteos. Las prendas están confeccionadas con dos tipos de tejidos elásticos. El tejido interior es de compresión y cubre exclusivamente las zonas sometidas a la liposucción. El tejido exterior es un tul muy fino y elástico que libera de compresión los glúteos.

Apertura frontal con triple hilera de corchetes. Tirantes regulables. Todos los modelos tienen abierta la región urogenital.

Disponibles en color alabaster y negro.

Detalle frontal



Ref. 3104 / Ref. 3104-2 / Ref. 3109 / Ref. 3109-2

* Tirantes regulables

Detalle frontal



Ref. 3104E / Ref. 3104E-2 / Ref. 3109E / Ref. 3109E-2 / Ref. 3112E / Ref. 3112E-2

* Tirantes regulables y extraíbles


Faja transferencia de grasa con prolongación abdominal y de espalda por encima de la rodilla



● Ref. 3104E ● Ref. 3104E-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)


Faja transferencia de grasa con prolongación abdominal por encima de la rodilla



● Ref. 3104 ● Ref. 3104-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)


Faja transferencia de grasa con prolongación abdominal por debajo de la rodilla



● Ref. 3109 ● Ref. 3109-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)


Faja transferencia de grasa con prolongación abdominal y de espalda por debajo de la rodilla



● Ref. 3109E ● Ref. 3109E-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

Faja transferencia de grasa con prolongación abdominal y de espalda hasta tobillo



● Ref. 3112E ● Ref. 3112E-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

Prendas postliposucción


Fajas VOE SLIM de segunda fase

Las fajas VOE SLIM están diseñadas como prenda de uso intermedio entre la utilizada en la primera fase, y la prenda íntima de uso habitual de la paciente. Ayudan a la remodelación de las zonas intervenidas.

Fabricadas con un tejido elástico, compuesto de fibras de elastán y microfibras de nylon que llevan incorporado en su textura un cosmético micro-encapsulado, el cuál combina una serie de principios activos que se van liberando de forma gradual durante su uso, aportando beneficios. Mejora la suavidad, compacidad de la piel y ayuda a disminuir el aspecto “piel de naranja”.

Los beneficios cosméticos de la prenda VOE SLIM se mantienen durante numerosos ciclos de lavado. Componentes de las cápsulas: cafeína, retinol (Vit. A), ceramidas, Ácidos grasos, Vit. E y Aloe Vera.


Afinador de cintura
4 varillas flexibles de acero en espiral para más soporte y adaptación. Cierre con triple hilera de corchetes.



● Slimng 08

Tallas: XS a XXL


Faja braga alta



● Slimnt 07 ● Slimng 07

Tallas: XS a XXL

Faja pantalón alta efecto “Push-Up”



● Slimng 03

Tallas: XS a XXL

Faja pantalón alta por encima de la rodilla



● Slimnt 04 ● Slimng 04

Tallas: XS a XXL


Faja pantalón alta por debajo de la rodilla



● Slimnt 09 ● Slimng 09

Tallas: XS a XXL


Legging 3/4



● Slimng 601

Tallas: XS a XXL

Legging




● Slimng 602

Tallas: XS a XXL



Prendas postcirugía de brazos y espalda

Espalda



Ref. 1008 / Ref. 1008-2 / Ref. 1008Z / Ref. 1008Z-2


Espalda



Ref. 1009 / Ref. 1009-2

Prenda liposucción de brazos y espalda

Regulable en la espalda y parte frontal mediante una triple hilera de corchetes. Mangas con cremalleras.



● Ref. 1009 ● Ref. 1009-2

Tallas: XS a XXL

Mangas liposucción

Fijadas mediante corchetes regulables por la espalda, y una cinta transparente regulable en la parte anterior.



● Ref. 1008 ● Ref. 1008-2

Tallas: XS a XXL

Mangas liposucción con cremallera

Las cremalleras facilitan la colocación de la prenda.




● Ref. 1008Z ● Ref. 1008Z-2

Tallas: XS a XXL

Chaleco liposucción para mujer

Chaleco completo con cierre en la parte anterior mediante una triple hilera de corchetes.



● Ref. 1011 ● Ref. 1011-2

Tallas: XS a XXL

Guante

Favorece la desinflamación mejorando la circulación tras una cirugía de brazos. Combinables con los chalecos y mangas.



● Ref. 1012 ● Ref. 1012-2

Tallas: S a XL

Prendas postcirugía abdominal

Adecuadas para los postoperatorios de abdominoplastia y lipectomía de abdomen, así como de otro tipo de cirugía abdominal.

Espalda



Ref. 4008E / Ref. 4008E-2

Placa abdominal/lumbar


Placa dura articulada de compresión, indicada para después de una cirugía abdominal. (22,5 cm de alto x 34 de ancho)



● Ref. 6000

Soporte abdominal con corchetes mujer

El doble cierre de triple hilera de corchetes permite una gran adaptabilidad durante el proceso de desedematización. Tirantes regulables y extraíbles.




● Ref. 4008 ● Ref. 4008-2

Tallas: XXS a XL

Faja abdominal con prolongación de espalda y doble hilera de corchetes delanteros

Tirantes regulables mediante velcro.



● Ref. 4008E ● Ref. 4008E-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

Soporte mujer

Velcros laterales para su ajuste. Compresión adicional mediante un refuerzo de espuma en la zona cicatricial. Tirantes regulables y extraíbles.



○ Ref. 4002 ● Ref. 4002-2

Tallas: XS a XL

Placa abdominal/lumbar

Placa dura articulada de compresión, indicada para después de una cirugía abdominal. (18 cm de alto x 33 de ancho)



● Ref. 6002

Prendas postcirugía abdominal


Bandas de contención abdominal. Tres bandas



○ Ref. 4003. Altura 24 cm

Tallas: XS a XL


Bandas de contención abdominal. Cuatro bandas



○ Ref. 4004. Altura 32 cm

Tallas: XS a XL


Bandas de contención abdominal sin costuras. Tres bandas



● Ref. 4013S. Altura 24 cm

Tallas: XS a XL

Bandas de contención abdominal sin costuras. Cuatro bandas



● Ref. 4014S. Altura 32 cm

Tallas: XS a XL

Bandas de contención abdominal sin costuras. Dos bandas ajustables



● Ref. 4023S. Altura 24 cm

Tallas: XS a XL

Bandas de contención abdominal sin costuras. Tres bandas ajustables



● Ref. 4034S. Altura 32 cm

Tallas: XS a XL



Prendas postcirugía de mama

Sujetadores

Espalda



Ref. 2001-N / Ref. 2001N-N

Cobre – Oro – Ébano (serie V)


Fabricados en alto contenido de algodón, copas preformadas en doble capa y tirantes acolchados. Apertura y regulación en la espalda.



○ Ref. 2011-V COBRE ● Ref. 2012-V ORO ● Ref. 2020-V EBANO

Tallas: 80 (XXS) a 105 (XL). Copas B, C y D

Espalda serie Sport (V - VF - H)



Sport (serie V)

Sujetador deportivo de microfibra con copas preformadas en doble capa. Las copas internas, la pieza central y las espaldillas están elaboradas en un material muy transpirable. Apertura y regulación en la espalda. Posibilidad de cruzar los tirantes.



○ Ref. 2033B-V ● Ref. 2033N-V

Tallas: 80 (XXS) a 105 (XL). Copas B, C y D

Mima

Recomendado en los postoperatorios de reconstrucción, aumento y reducción de mama. Fabricado en alto contenido de algodón y copas preformadas en doble capa. Apertura frontal con cremallera. Tirantes anchos y regulables mediante velcro.



○ Ref. 2001-N ● Ref. 2001N-N

Tallas: 80 (XXS) a 125 (XXXXXL). Copas B, C y D

Cobre – Oro – Ébano (Serie VF)

Apertura frontal con cremallera y regulación en la espalda.



○ Ref. 2011-VF COBRE ● Ref. 2012-VF ORO ● Ref. 2020-VF EBANO

Tallas: 80 (XXS) a 105 (XL). Copas B, C y D

Sport (serie H)

Apertura frontal mediante triple hilera de corchetes y regulación en la espalda.



○ Ref. 2033B-H ● Ref. 2033N-H

Tallas: 80 (XXS) a 105 (XL). Copas B, C y D

Sport (serie VF)

Apertura frontal con cremallera y regulación en la espalda.



○ Ref. 2033B-VF ● Ref. 2033N-VF

Tallas: 80 (XXS) a 105 (XL). Copas B, C y D

Prendas postcirugía de mama

Sujetadores

Espalda



Ref. 2065N-VF

Espalda



Ref. 2064A-VF / Ref. 2064N-VF

Espalda



Ref. 2061B-VF / Ref. 2061N-VF

Espalda



Ref. 2066N-VF

Lucia

Diseñado para mamoplastia de aumento combinada con transferencia de grasa. Copas preformadas en un fino tul que liberan de compresión el pecho. Espalda y tirantes regulables.



● Ref. 2065N-VF

Tallas: 85 (XS) a 105 (XL). Copas B, C y D

Ivory

Fabricado en una suave microfibra con copas preformadas y abertura delantera mediante una hilera corchetes. Tirantes regulables con corchetes.



● 2064A-VF ● Ref. 2064N-VF

Tallas: S a XL

Basic

Sujetador sin costuras y cierre frontal con cremallera. La alta elasticidad del tejido permite adecuar las copas B, C y D a las distintas tallas del sujetador. Tirantes regulables y extraíbles.



○ Ref. 2061B-VF ● Ref. 2061N-VF

Tallas: S a XL

Nora

Sujetador con espalda deportiva, sin costuras y cierre frontal con cremallera. Su tejido multielástico permite adecuar las copas B, C y D a las distintas tallas del sujetador. Tirantes regulables y extraíbles.



● Ref. 2066N-VF

Tallas: S a XL

Prendas postcirugía de mama

Sujetadores

Luna


Sujetador deportivo de algodón con copas preformadas. El troquelado de las copas internas, así como el cruzado anterior de la prenda, garantizan la correcta posición de las mamas.



○ Ref. 2032-V ● Ref. 2032N-V

Tallas: 80 (XXS) a 105 (XL). Copa B

Espalda



Ref. 2059B-VF / Ref. 2059 N-VF

Soft (Serie V)

Fabricado en alto contenido de algodón y copas preformadas en doble capa. Tirantes regulables y extraíbles.



○ Ref. 2040B-V ● Ref. 2040N-V

Tallas: 80 (XXS) a 105 (XL). Copas B, C y D

Comfort

Sujetador fabricado en suave microfibra y un diseño anterior cruzado que ayuda a centrar el pecho.



○ Ref. 2045B-V ● Ref. 2045N-V

Tallas: 80 (XXS) a 105 (XL). Copa B

Separador de mamas

Especialmente diseñado para separar las mamas y también para presionar la zona esternal. La prenda se suministra con un refuerzo frontal de foam extraíble.



● Ref. 2060MA

Tallas: XS a XXL

Olimpia

Sujetador deportivo con apertura frontal y espalda en V. Tirantes regulables.



○ Ref. 2059B-VF ● Ref. 2059N-VF

Tallas: 80 (XXS) a 105 (XL). Copa B

Soft (Serie VF)

Apertura frontal con corchetes y regulación posterior. Tirantes regulables y extraíbles.



○ Ref. 2040B-VF ● Ref. 2040N-VF

Tallas: 80 (XXS) a 105 (XL). Copas B, C y D

Prendas postcirugía de mama

Bandas torácicas

Banda torácica

Mantiene el correcto posicionamiento de los implantes en los postoperatorios de mamoplastia de aumento.



○ Ref. 2005 ● Ref. 2005N ● Ref. 2005S

Talla: Única

Banda torácica anatómica

El diseño anatómico de la prenda evita el roce de la banda en la zona axilar.



○ Ref. 2105 ● Ref. 2105N

Talla: S a XL

Sujetadores con banda incorporada

Sujetadores con alto contenido de algodón y copas preformadas. Incorporan una banda elástica regulable con velcro, que estabiliza y posiciona los implantes. Apertura frontal.

Cobre - Ébano (Serie BA)



○ Ref. 2011BA ● Ref. 2020BA

Tallas: 80 (XXS) a 105 (XL). Copas B, C y D

Soft (Serie BA) Tirantes extraíbles.



○ Ref. 2040BA-B ● Ref. 2040BA-N

Tallas: 80 (XXS) a 105 (XL). Copas B, C y D

Mima (Serie BA)



○ Ref. 2001BA-B ● Ref. 2001BA-N

Tallas: 80 (XXS) a 125 (XXXXXL). Copas B, C y D

Prendas postcirugía facial

Indicadas tras una cirugía facial y liposucción mentoniana.

Mentonera reforzada
Fabricada en microfibra de doble tejido, permite incrementar los valores de compresión.



○ Ref. 1002

Tallas: S, M, L


Mentonera sin costuras
Fabricada con tecnología Bonding y tejido "clean cut" indesmallable. Permite recortar la abertura de las orejas para un ajuste personalizado.



● Ref. 1006

Tallas: S, M, L

Mentonera estándar
Fabricada en un material ligero y confortable.



● Ref. 1003

Tallas: S, M, L

Banda facial
Para postoperatorios de lifting, liposucción submentoniana, otoplastia y cirugía maxilofacial. Adaptable y con cierre de velcro.



○ Ref. 1004

Talla: Única

Termogel facial
Gel frío anatómico indicado para reducir la inflamación después de una cirugía facial.



Ref. 7007

Juego de 2 unidades

Antifaz / bolsas de gel anatómicas
Confortable antifaz de uso tras una blefaroplastia que incorpora dos bolsillos donde introducir los geles fríos anatómicos.



Ref. 7001: Antifaz (colores varios).

Ref. 7004: Caja de 3 juegos de 4 bolsas de gel refrigerante.

Ref. 7005: Antifaz + 1 juego de 4 bolsas de gel refrigerante.



Gama hombre

Prendas adecuadas para los postoperatorios de ginecomastia, liposucción, cirugía abdominal y transferencia de grasa a glúteos.

Diseños exclusivos para el hombre. Alto nivel de calidad en los tejidos, la confección y el acabado de las prendas. Compresión ideal y máximo confort.

Banda torácica

Indicada para postoperatorios de ginecomastia. Dos bandas independientes. Sistema de regulación con cinta velcro.



○ Ref. 4005

Tallas: S a XL

Banda torácica sin costuras

Indicada para postoperatorios de ginecomastia. Sistema de regulación con cinta velcro.



● Ref. 4015S

Tallas: S a XL

Chaleco sin mangas con apertura frontal


Indicado para postoperatorios de ginecomastia, y otros tipos de cirugía de tórax. Apertura frontal con triple hilera de corchetes.



● Ref. 5007 ● Ref. 5007-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

Chaleco corto sin mangas con apertura frontal



● Ref. 5007S ● Ref. 5007S-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

Chaleco de mangas cortas con apertura frontal



● Ref. 5017 ● Ref. 5017-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

Chaleco sin mangas con cierre dorsal

Cierre posterior mediante una cinta de velcro.



● Ref. 2006 ● Ref. 2006-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

Gama hombre

Calzón

Apertura urogenital mediante corchetes. Tirantes extraíbles.



● Ref. 4001 ● Ref. 4001-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

Calzón con cierre velcro

Apertura urogenital mediante velcro. Tirantes extraíbles.



● Ref. 4001V ● Ref. 4001V-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

Calzón por encima de rodilla

Indicada para los postoperatorios de cirugía combinada de abdomen, muslos y prótesis de glúteos. Zona urogenital abierta. Apertura frontal mediante triple hilera de corchetes. Tirantes extraíbles.




● Ref. 5008 ● Ref. 5008-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

Calzón por debajo de rodilla

Tirantes extraíbles.



● Ref. 5009 ● Ref. 5009-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

Gama hombre

Body hombre

Tirantes regulables con velcro y abertura urogenital mediante corchetes.



● Ref. 5005 ● Ref. 5005-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

Body hombre con cierre velcro


Abertura urogenital mediante velcro. Tirantes regulables con velcro.



● Ref. 5005V ● Ref. 5005V-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

Espalda



Ref. 5106 / Ref. 5106-2

Body hombre para transferencia de grasa

La prenda comprime únicamente las zonas sometidas a la liposucción, liberando de compresión los glúteos. Zona urogenital abierta.




● Ref. 5106 ● Ref. 5106-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

Body hombre por encima de rodilla

Indicada en postoperatorios de cirugía combinada de tórax, abdomen y muslos. Apertura frontal mediante una triple hilera de corchetes. Zona urogenital abierta.



● Ref. 5006 ● Ref. 5006-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

Body hombre de mangas cortas por encima de la rodilla



● Ref. 5016 ● Ref. 5016-2

Tallas: 70 (XXXXS) a 115 (XXXL)

Tabla de medidas

Prendas liposucción

| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Muslo (cm) | Gemelo (cm) |
|-------------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| 70 (XXXXS) | 54-58 | 80-85 | 43-46 | 27-29 |
| 75 (XXXS) | 58-64 | 85-90 | 46-49 | 29-31 |
| 80 (XXS) | 64-68 | 90-95 | 49-52 | 31-33 |
| 85 (XS) | 68-72 | 95-100 | 52-55 | 33-36 |
| 90 (S) | 72-76 | 100-105 | 55-58 | 36-39 |
| 95 (M) | 76-80 | 105-110 | 58-61 | 39-42 |
| 100 (L) | 80-85 | 110-115 | 61-64 | 42-45 |
| 105 (XL) | 85-90 | 115-120 | 64-67 | 45-48 |
| 110 (XXL) | 90-95 | 120-125 | 67-69 | 48-51 |
| 115 (XXXL) | 95-100 | 125-135 | 69-71 | 51-53 |

Sujetadores

| Talla | Contorno submamarario (cm) | Contorno máximo pecho copa B (cm) | Contorno máximo pecho copa C (cm) | Contorno máximo pecho copa D (cm) |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 80 (XXS) | 63-67 | 78-82 | 82-85 | 85-88 |
| 85 (XS) | 68-72 | 83-87 | 87-90 | 90-93 |
| 90 (S) | 73-77 | 88-92 | 92-95 | 95-98 |
| 95 (M) | 78-82 | 93-97 | 97-100 | 100-103 |
| 100 (L) | 83-87 | 98-102 | 102-105 | 105-108 |
| 105 (XL) | 88-92 | 103-107 | 107-110 | 110-113 |
| 110 (XXL) | 93-97 | 108-112 | 112-115 | 115-118 |
| 115 (XXXL) | 98-102 | 113-117 | 117-120 | 120-123 |
| 120 (XXXXL) | 103-107 | 118-122 | 122-125 | 125-128 |
| 125 (XXXXXL) | 108-112 | 123-127 | 127-130 | 130-133 |

Sujetadores Basic, Ivory y Nora

| Contorno submamarario | 63-67 cm | 68-72 cm | 73-77 cm | 78-82 cm | 83-87 cm | 88-92 cm | 93-100 cm |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Copa | B | S | S | M | M | M | L |
| | C | S | M | M | M | L | L |
| | D | S | M | M | L | L | L |
| | | S | M | M | L | L | XL |

La talla se determina por una combinación entre contorno submamarario y la copa

Conversión de tallas de los sujetadores

| España-Francia | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
|----------------------|----|----|----|----|-----|-----|
| Alemania | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| Italia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| U.K. - U.S.A. | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |

Prendas postliposucción de brazos y espalda

Ref: 1008 - 1008-2 - 1008Z - 1008Z-2 - 1009 - 1009-2 - 1011 - 1011-2

| Talla | Contorno submamarario (cm) | Contorno 1/2 brazo (cm) |
|------------|----------------------------|-------------------------|
| XS | 63-70 | 21-24 |
| S | 70-77 | 24-27 |
| M | 77-84 | 27-30 |
| L | 84-91 | 30-33 |
| XL | 91-98 | 33-36 |
| XXL | 98-105 | 36-40 |

Guante

Ref: 1012 - 1012-2

| Talla | Perímetro palma (cm) |
|-----------|----------------------|
| S | 15-18 |
| M | 18-21 |
| L | 21-23 |
| XL | 23-25 |

Banda torácica anatómica

Ref: 2105 - 2105N

| Talla | Contorno por encima de mamas (cm) |
|-----------|-----------------------------------|
| S | 74-83 |
| M | 83-92 |
| L | 92-101 |
| XL | 101-116 |

Mentoneras

| Talla | Contorno cuello (cm) |
|----------|----------------------|
| S | 27-31 |
| M | 32-37 |
| L | 38-46 |

Gama hombre

| Talla | Contorno máximo pecho (cm) | Contorno cintura (cm) | Contorno muslo (cm) |
|-------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 70 (XXXXS) | 85-90 | 75-80 | 41-43 |
| 75 (XXXS) | 90-95 | 80-85 | 43-46 |
| 80 (XXS) | 95-100 | 85-90 | 46-49 |
| 85 (XS) | 100-105 | 90-95 | 49-52 |
| 90 (S) | 105-110 | 95-100 | 52-55 |
| 95 (M) | 110-115 | 100-105 | 55-58 |
| 100 (L) | 115-120 | 105-110 | 58-61 |
| 105 (XL) | 120-125 | 110-115 | 61-64 |
| 110 (XXL) | 125-130 | 115-120 | 64-67 |
| 115 (XXXL) | 130-135 | 120-125 | 67-70 |

Fajas VOE SLIM de segunda fase

| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Muslo (cm) |
|------------|--------------|-------------|------------|
| XS | 63-70 | 80-85 | 44-47 |
| S | 70-77 | 85-95 | 47-50 |
| M | 77-84 | 95-105 | 50-55 |
| L | 84-91 | 105-115 | 55-59 |
| XL | 91-98 | 115-125 | 59-64 |
| XXL | 98-105 | 125-135 | 64-69 |



Soporte mujer

Ref: 4002 - 4002-2 - 4008 - 4008-2

| Talla | Contorno abdomen (cm) |
|------------|-----------------------|
| XXS | 60-70 |
| XS | 70-80 |
| S | 80-90 |
| M | 90-100 |
| L | 100-110 |
| XL | 110-120 |

Bandas abdominales y torácicas

| Talla | Contorno abdomen / tórax (cm) |
|-----------|-------------------------------|
| XS | 50-70 |
| S | 70-90 |
| M | 90-110 |
| L | 110-130 |
| XL | 130-150 |



Posibilidad de confeccionar tallas especiales bajo pedido

* Consultar precio

VOE
—





V/2301

VOE



www.voe.es

VOE, S.A.

Aribau, 39
08011 Barcelona (España)

T +34 93 451 64 52
info@voe.es